

HDL/LDL-C Calibrator

HD CA12 CH

4 x 3 ml

UTILIZARE

Este un ser de control bovin recombinat. Concentrațiile și activitățile au fost selectate pentru a asigura utilizarea optimă atât în metodele manuale cât și pentru testele efectuate pe analizoarele automate de biochimie din laboratoare.

COMPONENTELE TRUSEI

Se va folosi numai pentru diagnostic *in vitro*.

Ser (bovin): 4 x 3 ml (liofilizat).

STABILITATE ȘI DEPOZITARE

Se va depozita la $2 \pm 8^{\circ}\text{C}$.

Serul de control liofilizat este stabil până la data de expirare indicată pe etichetă, păstrat la $2 \pm 8^{\circ}\text{C}$.

Stabilitatea serului reconstituit este următoarea:

la $+25^{\circ}\text{C}$	24 h
la $+4^{\circ}\text{C}$	3 zile
la -20°C	1 lună (după ce a fost congelat)

PREPARAREA REACTIVULUI

Se va deschide cu grijă un flacon de ser liofilizat, evitându-se pierderea conținutului și se pipetează cu grijă exact 3.0 ml de apă bidistilată.

Se astupă cu grijă flaconul și se dizolvă conținutul complet în timp de 30 minute agitându-se ușor din când în când.

Se va evita formarea spumei.

METODA DE LUCRU

Se vor folosi materialele furnizate.

Materiale suplimentare necesare: micropipetă automată, apă deionizată/bidistilată, echipament standard de laborator.

PRECAUȚII

Se va respecta normele necesare pentru manipularea tuturor reactivilor de laborator. Acest produs a fost preparat exclusiv din sângele donatorilor testați individual și testați prin metode aprobate de FDA, fără a fi prezenți HbsAg și anticorpi anti HCV și HIV. Cu toate că nici o metodă nu poate exclude în totalitate riscul infecțiilor, materialul trebuie manipulat cu aceeași grijă ca și probele pacienților. În cazul expunerii trebuie să se respecte normele autorităților medicale competente.

PROCEDURA DE LUCRU

Se pipetează volumul necesar într-un godeu de probă și se utilizează în același mod ca și proba de lucru.

Controlul poate fi realizat zilnic împreună cu probele pacienților sau după fiecare calibrare.

Intervalele de control trebuie să fie adaptate cerințelor fiecărui laborator.

Fiecare laborator trebuie să își stabilească procedurile de control de calitate în conformitate cu reglementările locale sau acreditările necesare.

VALORI

Valorile sunt tipărite pe flacon

DEPOZITAREA ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

Acest produs se va folosi doar în laboratoarele autorizate pentru efectuarea de analize medicale.

Se va respecta legislația referitoare la colectarea și depozitarea deșeurilor.

S56: Acest material și ambalajul se vor arunca numai în locurile de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

S57: Se utilizează un container corespunzător pentru a se evita contaminarea mediului.

S61: Nu se vor deversa deșeurile în mediul înconjurător. Se va respecta legislația referitoare la protecția mediului.

PRODUCĂTOR

Chema Diagnostica
Via Padre Vincenzo Pellegrini 3
60035 Jesi (AN) - ITALY - EU
phone +39 0731 213360
fax +39 0731 213361
e-mail: mail@chema.com
website: http://www.chema.com